

# 2025



**Allmänna villkor**

På alla prov tillkommer en destruktionsavgift på 50 SEK/prov.

| <b>ANALYSER</b>                   | <b>STANDARD</b>     | <b>Art.nr:</b> | <b>Pris SEK:</b> |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Partikelräkning automatisk        | ISO 4406            | 310            | 1140             |
| Partikelräkning automatisk        | NAS 1638            | 320:10         | 1140             |
| Partikelräkning automatisk        | ISO 4406 & NAS 1638 | 330            | 1390             |
| Viskositet (40 °C)                | ASTM D455           | 50:10          | 720              |
| Viskositet (100 °C)               | ASTM D455           | 50:30          | 720              |
| Viskositetsindex (40 & 100 °C)    | ASTM D2270          | 50:40          | 360              |
| Vattenhalt                        | ASTM D6304          | 40:10          | 720              |
| Syratal - TAN                     | ASTM D664           | 30:10          | 870              |
| Ruler (pris/färg(reagens)) (grön) | ASTM D7590          | 61             | 2500             |
| ICP - Grundämnesanalys            | ASTM D5185          | 80             | 1360             |
| MPC                               | ASTM D7843          | 160:10         | 1820             |
| FTIR- analys                      | ASTM E2412          | 140:11         | 790              |
| FTIR- tolkning                    |                     | 140:2          | 1520/h           |
| Partikelvägning - gravimetri      | ISO 4405 / ISO 5884 | 100:2/100:3    | 1520/h           |
| Mikroskopi - Kvantitativt         | tex ISO4406         | 110:2          | 1520/h           |
| Mikroskopi - Kvalitativ           |                     | 130:2          | 1520/h           |

| <b>PAKETANALYSER</b>                                                                      | <b>Art.nr:</b> | <b>Pris SEK:</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Paket grund (Partikelräkning automatisk (ISO 4406), Viskositet 40°C, vattenhalt, syratat) | 300            | 2660             |
| Paket grund + ICP                                                                         | 302            | 4020             |
| Paket grund + NAS 1638                                                                    | 303            | 3010             |
| Paket grund + MPC                                                                         | 304            | 4310             |

| <b>10-PACK - FÖRBETALDA ANALYSER</b> | <b>Art.nr:</b> | <b>Pris SEK:</b> |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Partikelräkning automatisk           | 9310           | 10260            |
| Viskositet                           | 9050:10        | 6480             |
| Vattenhalt                           | 9040:10        | 6480             |
| Syratal                              | 9030:10        | 7830             |
| Paket grund                          | 9300           | 23940            |
| Paket grund + ICP                    | 9302           | 37540            |
| Paket grund + MPC                    | 9304           | 38790            |

| <b>ÖVRIGT</b>                  | <b>Art.nr:</b> | <b>Pris SEK:</b> |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| Mätväska* & **                 | 3:1            | 2570             |
| Provtagningspump(Vakuumpump)** | 3:2            | 500              |
| Konsulting                     | 240:10         | 1520/h           |

\*Innehåller vakuumpump, kapbar slang och väskan är anpassad för våra provflaskor. \*\*Administrationsavgift tillkommer.

**ÖVRIGA ANALYSER**

---

Tack vare samarbeten med andra laboratorier finns även möjlighet att förmedla resultat för andra analyser än de som är listade ovan.

**REFERENS PROV**

---

Observera att analys av referensprov debiteras med samma summa och på samma sätt som andra oljeanalyser.

**PROVFLASKOR**

---

Våra provtagningssatser innehåller en partikelfri engångsflaska(200 ml), returkuvert med svarspost. Returkuvertet går att posta i en vanligt Postnord-brevlåda.

Kontakta oss för att få provtagningsflaskor utskickade eller beställ i webbshoppen, se länk nedan. Kostnadsfritt för våra kunder!

| Kontaktpersoner  | Telefon     |
|------------------|-------------|
| Johan Pettersson | 0660-798 61 |
| Jessica Wall     | 0660-798 65 |
| Per Lundin       | 0660-798 66 |

Se även: [www.ith.se/webbshop](http://www.ith.se/webbshop)